



Terapias

LDL Aférese

Débitos

Débito de sangue: 10 – 500 ml/min

Débito de citrato: 0 – 10 ml/min

Sistemas de protecção do circuito extra-corporal

Monitorização da pressão Arterial, Venosa, Coluna adsorvente

Detector de ar

Detector de fugas de sangue

Detector de gotas de Citrato

Taxa de remoção

LDL Colesterol: até 76%

Lipoproteínas Lp(a): até 70%

HDL Colesterol: 8,6%

Relação débito de sangue/débito de Citrato

1:6 a 1:50

Volume das colunas DALI / Volume extra-corporal total

500 mL (330 ml)

750 mL (430 ml)

1000 mL (580 ml)

Bateria interna

Autonomia: aprox. 15 minutos