

O material inovador para a DP

Os nossos sistemas de DPCA e DPA são fabricados em Biofine®. Este material inovador, desenvolvido pela Fresenius Medical Care, é totalmente isento de PVC, não contém plasticizadores e ao ser incinerado liberta apenas CO₂ e H₂O. Protege simultaneamente o paciente e o ambiente.

- Todos os componentes do sistema são produzidos em Biofine® o qual é isento de PVC e de DEHP.
- O design avançado da folha e do saco assegura a durabilidade de utilização.
- A baixa perda de vapor de água durante o armazenamento preserva melhor as soluções.
- Menor adsorção e absorção de agentes terapêuticos tais como a insulina, quando adicionados ao saco de solução.
- A excelente transparência facilita a verificação do fluido no saco.
- Todos os componentes em Biofine® podem ser reciclados.
- O Biofine® é amigo do ambiente e não contém cloro, degradando-se simplesmente em dióxido de carbono e água quando incinerado.

