

Manuseamento e compreensão à distância de um dedo

As suas características de segurança únicas, a elevada performance, o funcionamento silencioso e o fácil manuseamento contribuem para diminuir a ansiedade dos pacientes e garantir uma boa noite de sono. Com tecnologias inovadoras, a sleep•safe foi concebida para simplificar o tratamento e torná-lo mais seguro e eficaz. O ecrã táctil e colorido, guia os pacientes durante todo o procedimento através de símbolos de fácil compreensão e menus de ajuda em todos os ecrãs.



Sleep Safe™

- Sistema desenhado para garantir a máxima protecção e segurança
- Sistema silencioso de bombas hidráulicas que garante uma boa noite de sono.
- Sistema inteligente de alarmes para segurança e tranquilidade dos pacientes.
- Aquecimento on-line elimina o pré-aquecimento do saco de solução.
- Conectores com códigos de barras permitem a verificação da concentração da glucose para garantir que é sempre utilizada a solução correcta.
- Componentes produzidos em Biofine®, totalmente biocompatíveis e amigos do ambiente – isentos de PVC.
- Cartão do Paciente com todos os detalhes da prescrição e dos tratamentos, permitindo assim, viajar sem problemas.

Outros dispositivos para tratamento com Sleep Safe™

- Sistema sleep safe™
- Sistema PAED sleep safe™
- Saco de Drenagem
- Extensão de Linha de Drenagem



Acessórios Sleep Safe™

- Porter sleep safe™
- Mala sleep safe™
- Cartão de Paciente sleep safe™
- Organizer + Clip sleep safe™

