

Terapias

CVVHD (Diálise intermitente)
SLEDD (Diálise Lenta)
SCUF (Ultrafiltração Lenta)

Débitos

Débito de sangue: 50 – 350 ml/min
Débito de dialisante: 50 – 350 ml/min
Débito de ultrafiltração: 50 – 1000 ml/h

Volume do reservatório de dialisante

90 L

Sistemas de proteção do circuito extra-corporal

Monitorização da pressão Arterial, Venosa, PTM e
Pré-Filtro
Detector de ar
Detector de fugas de sangue

Bomba Seringa

Débito: 0 – 10 ml/h
Incremento: 0,1 ml/h

Bateria interna

Autonomia: aprox. 4 hrs

Tempo de enchimento

Até 7 min

Tempo de desinfecção

Até 25 min

