

## Terapias

CVVH (Hemofiltração)  
HV-CVVH (Hemofiltração de Alto-Fluxo)  
CVVHDF (Hemodiafiltração)  
CVVHD (Diálise)  
SCUF (Ultrafiltração Lenta)  
Plasmaferese  
Hemoperfusão

## Débitos

Débito de sangue: 10 – 500 mL/min  
Débito de substituição: 10 – 160 mL/min  
Débito de dialisante: 10 – 70 mL/min  
Débito de substituição de plasma: 10 – 50 mL/min  
Débito de ultrafiltração: 0 – 100 mL/min

## Sistema de balanças

Nº de balanças: 4  
Capacidade máxima por balança: 12 Kg  
Resolução: 1g  
Princípio de medição: gravimétrico

## Aquecimento (integrado)

Substituição: até 39° C  
Dialisante: até 39° C  
Plasma: até 37° C

## Sistemas de protecção do circuito extra-corporal

Monitorização da pressão Arterial, Venosa, PTM e Pré-Filtro  
Detector de ar  
Detector de fugas de sangue

## Bomba Seringa

Débito: 0 – 10 ml/h

## Bateria interna

Autonomia: aprox. 15 minutos

