

Bicarbonato em pó para a produção on-line de concentrado líquido de bicarbonato

Bicarbonato em pó para a produção de concentrado líquido de bicarbonato para tratamentos de Hemodiálise, Hemodiafiltração e Hemofiltração On-line.

O bibag® para o Sistema 5008 encontra-se disponível nas seguintes capacidades:

bibag® 650 g

Proporciona uma sessão de Hemodiálise de cerca de 5 a 6 horas com um débito de dialisante de 500 ml/min.

Nº unidades por caixa: 16 unidades

Nº Artigo: 5060781

bibag® 900 g

Proporciona uma sessão de Hemodiálise de cerca de 7 a 8 horas com um débito de dialisante de 500 ml/min.

Nº unidades por caixa: 12 unidades

Nº Artigo: 5060801

