

Concentrados Ácidos em Pó para Distribuição Centralizada

Para a obtenção de concentrados ácidos líquidos, os concentrados Granudial® AF têm de ser dissolvidos em água ultrapurificada através de um dispositivo de mistura adequado de acordo com as instruções fornecidas no folheto informativo respectivo.

O concentrado ácido líquido produzido destina-se a ser usado com uma taxa de mistura de 1+34. Pode ser utilizado com o Bibag® ou com concentrado de bicarbonato líquido a 8,4%.



Concentrados Ácidos Granudial® AF

Composição da solução pronta-a-usar (após a mistura com bicarbonato a 8,4% e água ultrapurificada)

Tipo	Na ⁺ mmol/l	K ⁺ mmol/l	Ca ²⁺ mmol/l	Mg ²⁺ mmol/l	Cl ⁻ mmol/l	HCO ₃ ⁻ mmol/l	Ace- tato mmol/l	Gluco- se g/l	Peso/ Caixa (Kg)	Litros conc/cx	Nº artigo 1 caixa
Fórmulas sem Glucose:											
AF10	140.00	2.00	1.50	1.00	109.00	32.00	6.00	-	25	100	508 712 C
AF11	140.00	3.00	1.50	1.00	110.00	32.00	6.00	-	25	100	508 787 C
AF12	140.00	2.00	1.75	1.00	109.50	32.00	6.00	-	25	100	508 878 C
AF13	140.00	2.00	1.25	1.00	108.50	32.00	6.00	-	25	100	508 823 C
AF14	140.00	2.00	1.25	0.75	108.00	32.00	6.00	-	25	100	508 824 C
AF15	137.00	2.00	1.75	0.50	105.50	32.00	6.00	-	25	100	508 704 C
Fórmulas com Glucose:											
AF70	140.00	2.00	1.50	1.00	109.00	32.00	6.00	1.00	29	100	508 713 C
AF71	140.00	3.00	1.50	1.00	110.00	32.00	6.00	1.00	29	100	508 786 C
AF72	140.00	2.00	1.75	1.00	109.50	32.00	6.00	1.00	29	100	508 879 C
AF73	140.00	2.00	1.25	1.00	108.50	32.00	6.00	1.00	29	100	508 843 C
AF74	140.00	2.00	1.25	0.75	108.00	32.00	6.00	1.00	29	100	508 967 C