

Linhas de Sangue Sistema 5008



FRESENIUS
MEDICAL CARE

AV Set ONLINEplus 5008 N° Artigo: 5018441

Set Arterio-Venoso para Hemodiálise, Hemodiafiltração e Hemofiltração On-Line em **bipunção**.

Integra a linha para reposição do fluido de substituição (Safe Line), necessária para efectuar os tratamentos de Hemodiafiltração e Hemofiltração On-line. Permite ainda o preenchimento e lavagem on-line do circuito extracorporeal assim como administração de bolus on-line e a reinfusão do sangue on-line no final do tratamento.

Volume de preenchimento: 132 ml
Método de esterilização: E-beam (Radiação por feixe de electrões)
N° Unidades por Caixa: 24 unidades

AV SN Set ONLINEplus 5008 N° Artigo: 5018511

Set arterio-venoso para Hemodiálise, Hemodiafiltração e Hemofiltração On-Line em **unipunção**.

Integra a linha para reposição do fluido de substituição (Safe Line) necessária para efectuar os tratamentos de Hemodiafiltração e Hemofiltração On-line. Permite ainda o preenchimento e lavagem on-line do circuito extracorporeal assim como administração de bolus on-line e a reinfusão do sangue on-line no final do tratamento.

Volume de preenchimento: 167 ml
Método de esterilização: E-beam (Radiação por feixe de electrões)
N° Unidades por Caixa: 18 unidades

5008

