

Terapias

FPESA (Adsorção de plasma fraccionado)
HD (Diálise intermitente)
HDi (Diálise intermitente)
SLEDD (Diálise Lenta)

Débitos

Débito de sangue: 10 – 600 ml/min
Débito de dialisante: 0 – 300 – 500 – 800 ml/min
Débito de ultrafiltração: 0 – 4 L/h
Débito de plasma: 10 – 500 ml/min

Sistemas de protecção do circuito extra-corporal

Monitorização da pressão Arterial, Venosa, PTM,
Pré-Filtro, Pós-Filtro, Pse1, Pse2, Pads, TMPf
Detector de ar
Detector de fugas de sangue

Bomba Seringa

Débito: 0 – 10 ml/h
Incremento: 0,1 ml/h

Tempo de tratamento máximo

10 h

Bateria interna

Autonomia: aprox. 15 minutos

